



ISO 9001



ISO 13485



ISO 18385



NUHIGH

微量DNA 磁珠提取试剂盒



- 回收率高
- 灵敏度高
- 适用多种样本
- 自动化流程


产品简介

新海DNA磁珠提取试剂盒是为提取高质量的DNA样本而设计，提取的产物可用于下游的荧光定量PCR以及荧光标记STR检测等。

产品特点

► 高回收率


面对微量DNA样本仍有90%以上的回收率，下图为对100拷贝的人类基因组DNA进行提取后的检测结果。



► 抗抑制强

新海DNA磁珠提取试剂盒可强力去除常见的PCR抑制物，例如腐殖酸、靛蓝等。


※100拷贝人类基因组DNA中加入200ug腐殖酸




► 适用多种样本类型

新海DNA磁珠提取试剂盒适用于多种常见样本，例如口腔拭子、毛发（含毛囊），各类血卡、看血斑、唾液斑，各类痕迹擦拭等。面对复杂样本仍能为您去的高质量DNA模板。


※与泥土混合的标准DNA（0.5ng）




※指纹




※口拭子



※毛囊



※血液



►可适配自动化提取平台

新海DNA磁珠提取试剂盒配合相应的核酸提取仪器或自动化工作站，可以快速实现1-96不同铜梁的样本提取。

» 产品货号

产品货号	产品名称	产品规格
NH9526	微量DNA磁珠提取试剂盒	48 人份/盒 96人份/盒（自动版） 200人份/盒（手工版）

