



NUHIGH

病毒采集管

Virus collection kit





保存液可迅速灭活病毒 <<
样本可常温存储一周 <<

产品介绍


该产品分成口咽拭子和鼻咽拭子两个套装，每个套装均包咽拭子及样本保存液，适用于样本的收集、运输和储存,可在常温条件下保存12个月。

产品特点


- **灭活**:保存液可以迅速灭活病毒,释放核酸,确保运输及实验过程的安全性。
- **常温存储**:病毒样本可在常温条件下中稳定存储一周




方便使用 操作简单




拭子采样



将拭子
插入采样管



将拭子
折痕处折断



旋紧盖管
震荡后保存

货号	类型	产品描述	规格
NH9607	鼻咽病毒 采样管套装	病毒采样管1支,内含3mL保存液,配套单支纸塑包 装的鼻咽拭子1支,说明书1份	3mL /支 1支/袋
NH9608	口咽病毒 采样管套装	病毒采样管1支,内含2mL保存液,配套单支纸塑包 装的口咽拭子1支,说明书1份	2mL /支 1支/袋

苏州新海生物科技股份有限公司
Suzhou NuHigh Biotechnologies Co.,Ltd.

地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米科技园C8楼301单元
电话：0512-69561912
邮箱：sheng.li@nuhighbio.com
网址：www.nuhighbio.com

