

精斑差异化提取试剂盒

NHID® M-ID DNA Extraction Kit



ISO 18385认证

ISO 9001认证


ISO 13485认证

Forensic
DNA Grade
18385


新海生物精斑差异化提取试剂盒NHID® M-ID DNA Extraction Kit 是一款专用于性侵案件中提取男性DNA样本的试剂盒。该试剂盒可专项裂解女性成分,有效回收精子细胞,快速分离混合斑检材中的男女成分,从而高效的提取出男性样本。

高提取效率 优于进口试剂

NHID® M-ID DNA Extraction Kit 含有专项的女性DNA裂解成分,可最大程度的保留精子细胞不被裂解。特别是在微量样本中的表现尤为突出。




精子分型图谱




女性成分分型图谱

※男女混合比例1:1800 (0.02ul精子加1根女性口腔拭子)

新海NHID® M-ID DNA Extraction Kit试剂盒与Promega Differex™ System相比,新海试剂盒对精细胞的损耗更低,且后期扩增时出峰完全,峰高表现优异。




※精子样本量均为0.02ul



新老样本 无差别提取

新海NHID® M-ID DNA Extraction Kit 对样本时效性有着较好的宽容度,无论是难于处理的新鲜样品还是陈旧样品,都能进行完整分型。



提取迅速 简洁高效

整个提取过程分为检材分离,男女样本分离和样本DNA三个部分,全程能在3小时之内完成。该试剂盒适配自动化平台,可同时提取48份不同样本。

| 产品名称 | 产品货号 | 产品规格 |
|-------------------------------|--------|-------|
| NHID® M-ID DNA Extraction Kit | NH9550 | 50次/盒 |

