

# Universal RT-qPCR Mix (with UNG)

## 产品信息 Product information

- 适用RNA模板
- 多重探针法
- 可选抗体修饰/适配体修饰
- 纯U防污染体系

## 产品特点 Product features

### U 纯U体系:dUTP/UNG防污染系统, 扩增防污两不误

新海专利突变Taq酶<sup>\*</sup>, 耐受纯dUTP的体系, 可保持与dNTP同等的扩增能力  
<sup>\*</sup>Taq酶【专利号:CN201710707242.8】

		普通Taq酶	新海专利突变Taq酶
扩增效率	dNTP	+++++	+++++
	dUTP	++	+++++

### 更高的检测灵敏度:1.25pg/ul 检出率100%

模板浓度	名称	FAM	VIC	ROX	CY5
1.25pg/ul	NH9291	35.49	35.45	36.38	36.55
	NH9290	35.19	35.20	36.00	36.24

样本类型:hela RNA, 检测基因FAM:RPL4, VIC:TMSB4, ROX:RPS6, CY5:B2M

### 支持4重扩增:高低模板浓度扩增均衡

### 热激活时间短:30s快速激活

### 兼容各类下游RNA检测

## 产品信息 Product information

产品名称	产品货号	储存条件	浓度	规格
HIPLEX™ Universal RT-qPCR Mix (with UNG)	NH9290	-18℃	15x	200ul /管
NUPLEX Universal RT-qPCR Mix (with UNG)	NH9291	-18℃	15x	200ul /管

